



PANIER POUR CADRE DE MARCHÉ

UGS: 20029

30.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 40.5cm
- Largeur: 15cm
- Profondeur: 18cm
- Poids: 0.4kg
- Poids max.: 4.5kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Accessoire pour cadre de marche](#)

Panier de transport métallique revêtu de vinyle. Plateau en plastique thermoformé pour le fond du panier avec porte-gobelet intégré. Permet de transporter des objets tout en gardant les mains libres.

Se fixe au cadre de marche avec des sangles scratch.

