



## PATINS POUR CADRE DE MARCHÉ (PAIRE)

**UGS:** 20030

**25.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Pour montage sur tube diamètre 25mm
- Poids: 0.13kg
- Conditionnement: La paire

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Accessoire pour cadre de marche](#)

## PATINS POUR CADRE DE MARCHÉ (PAIRE) – GLISSEMENT FLUIDE ET MEILLEURE MOBILITÉ

Les **patins pour cadre de marche (paire)** sont conçus pour remplacer les tampons en caoutchouc à l'arrière de votre déambulateur. Grâce à leur forme de ski, ils permettent un **glissement plus fluide** sur les surfaces planes, ce qui facilite la progression, notamment pour les utilisateurs ayant une force réduite dans les bras.

Fabriqués en **plastique résistant**, ces patins offrent une excellente durabilité et réduisent les efforts nécessaires pour faire avancer le cadre. De plus, leur forme profilée limite les risques de blocage sur les tapis ou les seuils de porte.

Ils se fixent facilement sur la majorité des **cadres de marche standards** à la place des embouts arrière en caoutchouc. Ainsi, vous bénéficiez rapidement d'un confort de déplacement amélioré, sans besoin d'outil complexe.

### ☐ Caractéristiques des patins pour cadre de marche :

- Forme en ski pour une glisse naturelle sur sols lisses
- Installation rapide en remplacement des tampons arrière
- Fabriqués en plastique robuste et durable
- Réduction de l'effort à la marche
- Vendus par paire
- Compatibles avec la plupart des cadres de marche

### Un accessoire discret mais essentiel

Les **patins pour cadre de marche (paire)** apportent confort et fluidité aux déplacements du quotidien. **Commandez-les dès maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !**