



## PILULIER ÉLECTRONIQUE SUPER 8

UGS: 90012

~~80.00 CHF~~ Le prix initial était :

80.00 CHF. 40.00 CHF Le prix actuel est :

40.00 CHF. TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 11cm
- Largeur: 6cm
- Profondeur: 3cm
- Poids: 130g
- Compartiments: 8
- Alarmes par jour: 8 (max.)

Categories: [6. Divers](#), [Vie pratique](#)

Ce pilulier a été spécialement conçu pour les patients Alzheimer et Parkinson, mais peut être utilisé par tous les patients ayant recours à une médication régulière plusieurs fois par jour. Très pratique, il est équipé d'un système d'alarme sonore et visuel ne pouvant être stoppé qu'en ouvrant la boîte, afin d'éviter tout oubli de prise.

#### **Avantages:**

- Facile à ouvrir, à lire et à entendre
- Jusqu'à 8 alarmes de rappel par jour aux heures souhaitées
- 8 compartiments numérotés de 1 à 8
- Alarmes modifiables si besoin
- Minuterie régressive pour les doses à prendre à heure fixe
- Alarme sonore et LED en cas d'oubli de prise, persistant jusqu'à ouverture de la boîte
- Ouverture magnétique facile, idéale pour les personnes ayant une faible préhension
- Volume sonore réglable, idéal pour les personnes malentendantes
- Chiffres larges et clairs sur l'écran
- Indicateur de batterie à trois barres