



## PLANCHE DE TRANSFERT À 2 DÉCOUPES POUR LES MAINS

**UGS:** 40012

**77.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 76cm
- Largeur: 21cm
- Poids: 1.38kg
- Poids max. utilisateur: 190kg

**Categories:** [4. Aide/Confort](#), [Planche de transfert](#)

## PLANCHE DE TRANSFERT 2 DÉCOUPES – TRANSFERTS FLUIDES

Tout d'abord, la **planche de transfert à 2 découpes pour les mains** est conçue en bambou solide avec une couche supérieure vernie pour un glissement sans friction. Ensuite, ses bords chanfreinés évitent les accrocs et garantissent un mouvement fluide. De plus, les deux poignées intégrées offrent un appui sûr et confortable lors de chaque transfert.

Par ailleurs, cette longue et robuste **planche de transfert** facilite le passage d'une assise à une autre, qu'il s'agisse d'un fauteuil roulant, d'un lit ou d'une voiture. En outre, pour un usage direct contre la peau, il est conseillé d'utiliser un *drap de glisse*, ce qui préserve à la fois le confort de l'utilisateur et la durabilité du produit.

### ☐ Caractéristiques principales :

- **Bambou verni** : couche lisse pour un glissement optimisé.
- **Bords chanfreinés** : empêchent les accrocs et facilitent le mouvement.
- **Deux découpes pour les mains** : poignées intégrées pour une prise ferme.
- **Longue planche** : offre une grande surface pour tous les transferts.
- **Usage avec drap de glisse** : améliore le confort lors du contact direct avec la peau.

Enfin, cette **planche de transfert à 2 découpes pour les mains** s'impose comme une solution polyvalente et sûre. Ainsi, elle contribue à réduire les efforts du soignant tout en offrant aux personnes transférées une expérience plus confortable et sans heurts.

**Commandez votre planche de transfert à 2 découpes pour les mains dès maintenant pour des transferts plus sûrs et plus fluides !**

