



## PLANCHE DE TRANSFERT À 2 DÉCOUPES POUR LES MAINS

**UGS:** 40012

**95.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 76cm
- Largeur: 21cm
- Poids: 1.38kg
- Poids max. utilisateur: 190kg

**Categories:** [Aide/Confort](#), [Planche de transfert](#)

Solide planche de transfert, longue, en bambou, couche supérieure vernie pour un transfert sans friction, avec bords chanfreinés et deux poignées intégrées.

Pour les transferts à même la peau, il est conseillé d'utiliser un drap de glisse.

