



PORTE CANNE POUR ROLLATOR

UGS: 20092

30.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids: 0.115kg
- Compatible: Rollator 103, 105, 106, 110 et 111

Categories: [Accessoire pour rollator](#), [Mobilité](#)

Support de canne s'adaptant sur rollators 103,105, 106, 110 et 111
Se fixe facilement à un déambulateur ou à un fauteuil roulant par vis.
En deux parties, un clip qui maintient le fût et une base inférieure qui accueille l'embout.

