



PORTE CANNE POUR ROLLATOR ET FAUTEUIL ROULANT

UGS: 20092
20.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids: 0.115kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Accessoire pour rollator](#)

PORTE CANNE POUR ROLLATOR ET FAUTEUIL ROULANT – FIXATION PRATIQUE POUR VOS DÉPLACEMENTS

Le **porte canne pour rollator et Fauteuil Roulant** est conçu pour vous offrir un maximum de confort et d'autonomie. Grâce à cet accessoire, votre canne est toujours bien fixée à portée de main, ce qui simplifie tous vos déplacements.

Le système est composé de deux parties : un clip supérieur qui maintient le fût de la canne, et une base inférieure qui accueille l'embout. Cette configuration assure une **fixation stable et discrète**, tout en permettant un retrait rapide de la canne lorsque cela est nécessaire.

☐ **Caractéristiques principales du porte canne pour Rollator Néo-Easy:**

- Deux parties : clip supérieur + support d'embout
- Facile à installer et à utiliser

Un support de canne efficace pour plus de liberté

En résumé, ce **porte canne pour Rollator et Fauteuil Roulant** est l'allié parfait pour garder votre canne bien fixée sans gêner vos mouvements. **Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

