



## POTENCE SUR PIED

**UGS:** 30017

**250.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur totale: 200-220cm
- Hauteur de réglage du triangle: 125-148cm
- Largeur totale: 70cm
- Longueur du pied: 120cm
- Poids max. traction: 80kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Autour du lit](#)

Potence sur pied pour changer de position.  
La potence peut être utilisée avec la plupart des lits standard ou avec un fauteuil de repos.  
Cadre en acier finition peinture époxy blanc.