



RAMPE AMOVIBLE XL

UGS: 20125

680.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en Standard, L, XL ou XXL
- Matière: Fibre de verre renforcée
- Longueur de rampe: 137cm (XL)
- Largeur hors tout: 92cm (XL)
- Largeur intérieure: 80cm (XL)
- Capacité max.: 300kg
- Couleurs contrastées
- Poids: 11kg (XL)

Categories: [2. Mobilité](#), [Accessoire de mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Lorsqu'une installation permanente et en toute autonomie n'est pas possible, les rampes de la gamme Shop Ramp facilitent le franchissement d'une marche ou d'un trottoir pour accéder à un trottoir ou un seuil.

Sans entretien et facilement manipulables, elles se logent aisément dans un placard dans l'attente d'être utilisées.

À noter, lors de sa mise en place, les dix premiers centimètres de la rampe se posent sur la marche.

Caractéristiques techniques:

- Chasse-roues, poignée de portage et surface antidérapante
- Aucun entretien

