



## RAMPE DE SEUIL PLIANTE

**UGS:** 20125

**586.00 CHF – 899.00 CHF** Plage de prix :

**586.00 CHF à 899.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

Disponible en 4 tailles :

- L.51 x l.66 cm - 8 kg
- L.76 x l.66 cm - 11 kg
- L.51 x l.76 cm - 8,5 kg
- L.76 x l.76 cm - 13,5 kg

Matières : Fibre de verre renforcée

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Accessoire de mobilité](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **3 à 4 semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

## RAMPE DE SEUIL PLIANTE EN FIBRE DE VERRE – UNE RAMPE DE PASSAGE DE SEUIL PLIANTE, STABLE, RÉSISTANTE ET FIABLE

- Légère et portable grâce à sa poignée de transport intégrée
- Surface antidérapante pour un passage sécurisé, même sur sol humide
- Couleurs contrastées pour une meilleure visibilité
- Fibre de verre non-corrosive : durable, résistante et adaptée à un usage intérieur/extérieur
- Conception en double pan : idéale pour franchir une baie vitrée ou une porte-fenêtre avec des hauteurs différentes de chaque côté

### Caractéristiques de la rampe de seuil pliante :

- Compatible fauteuils roulants, scooters, déambulateurs
- Pose facile sans outil ni fixation
- Poignée de portage pratique
- Surface antidérapante renforcée
- Matériau sans entretien

### Une rampe amovible pour plus d'autonomie au quotidien

La **Rampe de seuil pliante** est idéale pour un usage temporaire à domicile ou en déplacement.

**Commandez dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

SKU

Price

Description

Modèle

SKU	Price	Description	Modèle
20125S	586.00 CHF TVA incluse		51x66
20125M	777.00 CHF TVA incluse		51x76
20125L	838.00 CHF TVA incluse		76x66
20125XL	899.00 CHF TVA incluse		76x76

