



RÉHAUSSE W.C. PRIMA

UGS: 10050

80.00 CHF – 100.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse: selon modèle
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Réhausse W.C.](#)

Rehausse W.C. Prima avec ou sans couvercle, en plastique injecté facilement nettoyable. Pour donner confiance à l'utilisateur le rehausseur se fixe en 3 points, 2 supports arrières et un appui avant pour le tenir en place. Les appuis arrières sont revêtus de caoutchouc pour assurer un fort maintien sur les toilettes.

SKU	Price	Description	Modèle	Hauteur
10050	80.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 25.- CHF/mois	Sans couvercle	5cm
10051	100.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Avec couvercle	5cm
10052	80.00 CHF TVA incluse	Disponible à la location: 25.- CHF/mois	Sans couvercle	10cm
10053	100.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Avec couvercle	10cm

