



## RÉHAUSSE WC PRIMA

**UGS:** 10050

**79.00 CHF – 89.00 CHF** Plage de prix :

**79.00 CHF à 89.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse: selon modèle
- Poids max. utilisateur: 190kg
- Couleur: Blanc

**Disponible à la location: 25.- CHF/mois**

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes,](#)  
[Réhausse WC](#)

## RÉHAUSSE WC PRIMA – SÉCURITÉ, CONFORT ET FIXATION RENFORCÉE

Le **réhausse WC Prima** est conçu pour améliorer le confort et la sécurité lors de l'utilisation des toilettes. Il surélève la cuvette afin de réduire l'effort nécessaire pour s'asseoir ou se relever, ce qui est idéal pour les personnes âgées, en convalescence ou à mobilité réduite.

Fabriqué en **plastique injecté léger et facile à nettoyer**, ce modèle est disponible **avec ou sans couvercle** selon vos besoins. Il se distingue par son **système de fixation à 3 points** : deux supports arrière avec revêtement en caoutchouc et un appui avant pour une stabilité maximale. Ce dispositif donne confiance à l'utilisateur en assurant une excellente tenue sur la cuvette.

### □ Avantages du réhausse WC Prima :

- Fixation très stable en 3 points (2 arrière + 1 avant)
- Appuis arrière avec revêtement antiglisse
- Version avec ou sans couvercle disponible
- Plastique injecté facile à entretenir
- Montage rapide et sans outil

### Un réhausseur de WC pratique et rassurant

Le **réhausse WC** combine confort, hygiène et stabilité. Il permet une utilisation des toilettes plus facile et plus sûre, en particulier dans les contextes de perte de mobilité. Il s'intègre discrètement dans toutes les salles de bain grâce à son design sobre et fonctionnel.

**Commandez votre réhausse WC Prima – Livraison rapide en Suisse !**

SKU	Price	Description	Modèle	Hauteur
10050	79.00 CHF TVA incluse	<b>Disponible à la location: 25.- CHF/mois</b> SPÉCIFICATIONS	Sans couvercle	5cm
10051	89.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	Avec couvercle	5cm
10052	79.00 CHF TVA incluse	<b>Disponible à la location: 25.- CHF/mois</b> SPÉCIFICATIONS	Sans couvercle	10cm
10053	89.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Avec couvercle	10cm

