



RÉHAUSSEUR DE CHAISE LANGHAM (KIT X 4)

UGS: 30067

89.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Ce réhausseur n'est pas adapté aux chaises de salle à manger.

Dimensions:

- Produit : 120 x 110 x 150 mm (4,75 x 4,5 x 6 pouces)
- Encombrement maximal de la chaise : 790 x 690 mm (31 x 27 pouces)
- Dimensions maximales des pieds : 64 x 76 mm (2,5 x 3 pouces)

Poids maximal autorisé : 500 kg / 78 stones / 1100 lbs

Categories: [3. Repos](#), [Releveur de meuble](#)

RÉHAUSSEUR DE CHAISE LANGHAM (KIT X 4) – STABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Le **rehausseur de chaise réglable Langham** original est conçu pour les fauteuils de cheminée et a été testé et approuvé par des ergothérapeutes depuis des décennies.

La conception articulée assure une stabilité optimale et le produit est livré entièrement assemblé dans un emballage facile à installer. Le point d'appui se situe au fond du puits, ce qui le rend idéal pour les jambes fines. La partie supérieure ne supporte aucune charge.

Des blocs d'insertion réglables en hauteur sont inclus pour modifier la hauteur de levage de 2 à 4 pouces (5 à 10 cm) en fonction des besoins de l'utilisateur.

☐ **Caractéristiques principales :**

- **Kit x 4 pièces** : Permet de relier chaque pied de votre fauteuil
- **Adaptable** : Convient aux pieds ronds et carrés.
- **Installation simple** : Glissez sous les pieds sans outil ni dommage.
- **Confort et sécurité** : Améliore l'accessibilité et prévient les chutes.

Ce **réhausseur de fauteuil** offre une solution élégante et fiable pour augmenter la hauteur de vos chaises en toute sécurité.

Commandez dès maintenant votre réhausseur de chaise Langham (Kit x 4) pour plus de stabilité et d'autonomie !

