



## RÉHAUSSEUR DE FAUTEUIL LANGHAM (KIT X 4)

UGS: 30067

89.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

**Ce réhausseur n'est pas adapté aux chaises de salle à manger.**

#### Dimensions:

- Produit : 120 x 110 x 150 mm (4,75 x 4,5 x 6 pouces)
- Réhausse de 5 à 10 cm le fauteuil
- Encombrement maximal de la chaise : 790 x 690 mm (31 x 27 pouces)
- Dimensions maximales des pieds : 64 x 76 mm (2,5 x 3 pouces)

Poids maximal autorisé : 500 kg / 78 stones / 1100 lbs

**Categories:** [3. Repos](#), [Releveur de meuble](#)

## RÉHAUSSEUR DE FAUTEUIL LANGHAM (KIT X 4) – STABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Le **réhausseur de Fauteuil réglable Langham** original est conçu pour les fauteuils de cheminée et a été testé et approuvé par des ergothérapeutes depuis des décennies.

La conception articulée assure une stabilité optimale et le produit est livré entièrement assemblé dans un emballage facile à installer. Le point d'appui se situe au fond du puits, ce qui le rend idéal pour les jambes fines. La partie supérieure ne supporte aucune charge.

Des blocs d'insertion réglables en hauteur sont inclus pour modifier la hauteur de levage de 2 à 4 pouces (5 à 10 cm) en fonction des besoins de l'utilisateur.

#### ▣ Caractéristiques principales :

- **Kit x 4 pièces** : Permet de relier chaque pied de votre fauteuil
- **Adaptable** : Convient aux pieds ronds et carrés.
- **Installation simple** : Glissez sous les pieds sans outil ni dommage.
- **Hauteur** : Réhausse de 5 à 10cm grâce au cales fournies avec le kit
- **Confort et sécurité** : Améliore l'accessibilité et prévient les chutes.

Ce **réhausseur de fauteuil** offre une solution élégante et fiable pour augmenter la hauteur de vos chaises en toute sécurité.

**Commandez dès maintenant votre réhausseur de Fauteuil Langham (Kit x 4) pour plus de stabilité et d'autonomie !**

