



RÉHAUSSE WC ASHBY LIFT – 3 FORMES – 7.5CM + ABATTANT - GORDON ELLIS

UGS: 10098

119.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Facilite l'installation et le relevage depuis les toilettes
- Hauteur propre du rehausseur : 7,5 cm
- Gain total de hauteur avec l'abattant existant : environ 10 cm
- Permet de conserver l'abattant et le couvercle existants
- Intégration discrète dans l'environnement sanitaire
- **Disponible en trois formes : Ovale, Carrée et forme D**
- Fixation réglable et stable
- Platine et support de fixation en acier inoxydable
- Installation par le dessus de la cuvette
- Système pivotant facilitant le nettoyage
- **Retrait complet sans outil**
- Surface blanche, lisse et brillante
- Compatible avec les cuvettes traditionnelles et sans bride
- **Poids maximal de l'utilisateur : 190 kg**
- Fixations incluses
- **Compatible avec l'abattant WC japonais Luxe Silver V2 - UGS.10097**
- **Compatible avec l'abattant Big John - UGS.10095**

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes,](#)
[Réhausse WC](#)

REHAUSSEUR WC ASHBY LIFT – GORDON ELLIS

Le **rehausseur WC Ashby Lift de Gordon Ellis** permet d'augmenter la hauteur d'assise des toilettes afin de faciliter l'installation et le relevage des personnes âgées, en convalescence ou présentant une mobilité réduite.

Contrairement aux rehausseurs WC traditionnels qui remplacent entièrement le siège, l'Ashby Lift

s'installe directement sur la cuvette, sous l'abattant existant. Il permet ainsi de **conserver son propre abattant et son couvercle**, préservant l'apparence habituelle des toilettes et assurant une intégration plus discrète dans l'environnement sanitaire.

Le rehausseur présente une hauteur propre d'environ **7 à 7,5 cm**. Une fois l'abattant existant remonté sur l'Ashby Lift, le gain total de hauteur d'assise atteint environ **10 cm**, selon l'épaisseur du siège utilisé.

Disponible en trois formes, il peut être adapté à différentes géométries de cuvettes :

- **Forme ovale** : pour les cuvettes traditionnelles aux contours arrondis
- **Forme carrée** : pour les cuvettes carrées ou à parois droites
- **Forme D** : pour les cuvettes contemporaines en forme de D ou présentant des côtés droits

Son système de fixation réglable comprend une platine et un support en acier inoxydable assurant une installation ferme et stable. La fixation s'effectue par le dessus de la cuvette, sans nécessiter d'accès latéral ou sous les toilettes.

L'Ashby Lift possède une finition blanche, lisse et brillante, facile à entretenir. Son mécanisme pivotant permet de soulever le rehausseur pour nettoyer rapidement la cuvette et les surfaces situées sous celui-ci. Pour un nettoyage approfondi, il peut être entièrement détaché puis remis en place sans outil.

Compatible avec les cuvettes traditionnelles et sans bride, l'Ashby Lift supporte un poids utilisateur maximal de **190 kg**.

DIMENSIONS DE LA FORME OVALE

- Longueur totale : 46,4 cm
- Largeur totale : 35,5 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Dimensions de l'ouverture : 31 × 25,5 cm

DIMENSIONS DE LA FORME CARRÉE

- Longueur totale : 45,7 cm
- Largeur totale : 35 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Dimensions de l'ouverture : 29 × 25 cm

DIMENSIONS DE LA FORME D

- Longueur totale : 45,9 cm
- Largeur totale : 36,5 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Dimensions de l'ouverture : 30,5 × 26,5 cm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Un rehausseur WC Ashby Lift dans la forme sélectionnée
- Une platine supérieure de fixation
- Un support de fixation
- Les éléments de fixation et de réglage
- Une notice d'installation

L'abattant et le couvercle ne sont pas inclus. Le produit est conçu pour recevoir l'abattant

existant ou un abattant compatible.

Compatible avec UGS.10097 (Abattant WC japonais Luxe Silver V2) & UGS.10095 et l'abattant Big John - UGS.10095

Le choix de la forme doit correspondre à la géométrie de la cuvette. Les dimensions et l'espacement des fixations doivent être contrôlés avant l'achat.

SKU	Price	Description	Forme
10098-1	119.00 CHF TVA incluse		Ovale
10098-2	119.00 CHF TVA incluse		D-shape
10098-3	119.00 CHF TVA incluse		Carré

