



RELÈVE-PERSONNE PORTABLE HEBIX AVEC CEINTURE

UGS: 90009

1'655.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids 10.5kg

Categories: [6. Divers](#), [Lève-personne](#)

Le relève personne HEBIX est pliable et portable. Il aide considérablement pour relever un personne.

En quelques étapes simples, le HEBIX est prêt pour relever une personne se trouvant au sol. La force exigée est seulement de un quart du poids de la personne à soulever.