



RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT 4 PIÈCES)

UGS: 30052

90.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 10cm
- Logement intérieur: 9x9cm
- Ouvertures coté: 3cm
- Socle: 15.5x15.5cm
- Surélévation: 7cm
- Poids: 178g
- Matière: plastique
- Couleur: Noir
- Poids max.: 150kg

Categories: [3. Repos](#), [Releveur de meuble](#)

Ces rehausseurs / élévateurs ont été spécialement conçus pour rehausser meubles et lits afin de les rendre plus sûrs et plus pratiques. Ils conviennent parfaitement aux personnes qui éprouvent des difficultés à se baisser, à se relever ainsi qu'à entrer et sortir de leur lit. Ils s'adaptent sur tout type de pieds, qu'ils soient ronds ou carrés.

Ces rehausseurs sont pourvus d'une couche antidérapante intérieur.

Ils sont livrés par lot de 4.

