



RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT 4 PIÈCES)

UGS: 30052

90.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 10cm
- Logement intérieur: 9x9cm
- Ouvertures coté: 3cm
- Socle: 15.5x15.5cm
- Surélévation: 7cm
- Poids: 178g
- Matière: plastique
- Couleur: Noir
- Poids max.: 150kg

Categories: [3. Repos](#), [Releveur de meuble](#)

RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT) – STABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Le **releveur de meuble carré (Kit 4 pièces)** a été conçu pour rehausser vos meubles et lits et faciliter l'entrée, le lever et l'assise. Adapté à tout type de pieds, qu'ils soient ronds ou carrés, il aide les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se baisser.

□ Caractéristiques principales :

- **Kit de 4 pièces** : Pour chaque angle du meuble ou du lit.
- **Adaptable** : Convient aux pieds ronds et carrés.
- **Antidérapant intérieur** : Surface adhérente pour un maintien sécurisé.
- **Installation simple** : Glissez sous les pieds sans outil ni dommage.
- **Confort et sécurité** : Améliore l'accessibilité et prévient les chutes.

Ce **releveur de meuble carré** offre une solution élégante et fiable pour augmenter la hauteur de vos meubles en toute sécurité.

Commandez dès maintenant votre releveur de meuble carré (Kit 4 pièces) pour plus de stabilité et d'autonomie !

