



ELÉVATEUR DE MEUBLE ET CHAISES DE SALON, RÉGLABLE (LANGHAM SUREGRIP)

UGS: 30066

75.00 CHF – 150.00 CHF Plage de prix :

75.00 CHF à 150.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

Ce réhausseur n'est pas adapté aux chaises de salle à manger.

L'appareil pivote pour offrir une plage de hauteur variable, comme indiqué sur le côté du produit :

- Environ 1,5 à 4 pouces (3,8 à 10 cm), pour les meubles dont les pieds ont une épaisseur maximale de 2 ¾ pouces (7 cm).
- Environ 7,5 à 14 cm (3 à 5,5 pouces), pour les meubles à roulettes
- Environ 4 à 6,5 pouces (10 à 16,5 cm), pour les meubles avec des pieds blocs ou une base solide.

Idéal pour :

- Canapés, lits, tables, bureaux, fauteuils

Poids maximal autorisé : 700 kg / 110 stones / 1540 lbs (meubles compris)

Categories: [3. Repos](#), [Releveur de meuble](#)

ELÉVATEUR DE MEUBLE OU CHAISES DE SALON, RÉGLABLE (KIT) – STABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

L'élevateur de Meuble Langham Suregrip (Kit 4 pièces) a été conçu pour simplifier au maximum le levage des meubles, faciliter l'entrée, le lever et l'assise. Il peut accueillir des roulettes, des pieds, des bases de divan solides et même des pieds blocs modernes, grâce aux adaptateurs adhésifs inclus.

Il s'adapte également au chaises de salon en ajoutant un kit de barre de maintien + une barre de fixation.

Chaque Langham SureGrip est doté d'une double poignée unique permettant de maintenir fermement les meubles sans les abîmer.

La hauteur du lève-personne se règle en quelques secondes par simple rotation. La hauteur exacte est affichée sur le côté du lève-personne, dans la fenêtre de visualisation, pendant le réglage.

▣ Caractéristiques principales :

- **Kit de 4 pièces** : Pour chaque angle du meuble ou du lit.
- **Adaptable** : Convient aux pieds ronds et carrés, avec roulettes.
- **Antidérapant intérieur** : Surface adhérente pour un maintien sécurisé.
- **Installation simple** : Glissez sous les pieds sans outil ni dommage.
- **Confort et sécurité** : Améliore l'accessibilité et prévient les chutes.

Ce **releveur de meuble** offre une solution élégante et fiable pour augmenter la hauteur de vos meubles en toute sécurité.

Commandez dès maintenant votre releveur de meuble réglable Langham Suregrip (Kit 4 pièces) pour plus de stabilité et d'autonomie !

| SKU | Price | Description | Releveurs | Accessoires |
|-------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 30066 | 75.00 CHF TVA incluse | | Sans Kit x 4 releveurs | Avec Kit Fauteuil |
| 30066 | 150.00 CHF TVA incluse | | Avec Kit x 4 releveurs | Avec Kit Fauteuil |
| 30066 | 89.00 CHF TVA incluse | | Avec Kit x 4 releveurs | Sans Kit Fauteuil |

