



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER

UGS: 20119

110.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 79-96cm
- Largeur totale: 58.5cm
- Profondeur: 65cm
- Hauteur siège: 52cm
- Couleur: Gris
- Poids: 5.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 2 ou 3 roues](#)

ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER – CONFORT ET SÉCURITÉ À DOMICILE

Le **Rollator 2 roues pliable avec dossier** est un déambulateur d'intérieur idéal pour les personnes recherchant une aide à la marche simple, confortable et peu encombrante. Grâce à son **design pliable**, il se range facilement et se transporte sans effort, tout en offrant une excellente stabilité.

Ce modèle est équipé d'une **assise rehaussée** qui facilite les pauses assises, ainsi que d'un **dossier amovible** pour plus de confort. Les **poignées ergonomiques** sont réglables en hauteur, ce qui permet une adaptation parfaite à votre morphologie.

□ Caractéristiques principales :

- Rollator 2 roues conçu pour une utilisation en intérieur
- Pliable pour un rangement et un transport faciles
- Dossier amovible confortable
- Assise rehaussée pour s'asseoir facilement
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur
- Structure légère et stable

Une aide à la marche pratique et peu encombrante

Le **Rollator 2 roues pliable** vous offre un maximum de confort au quotidien. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

