



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER

UGS: 20119

110.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 79-96cm
- Largeur totale: 58.5cm
- Profondeur: 65cm
- Hauteur siège: 52cm
- Couleur: Gris
- Poids: 5.7kg
- Poids max. utilisateur: 100kg

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 2 ou 3 roues](#)

Déambulateur 2 roues d'intérieur facilement pliable et confortable, muni d'un dossier amovible. Il est pourvu de poignées confortables et réglables en hauteur et d'une assise rehaussée pour plus de facilité et de confort.

