



## ROLLATOR 3 ROUES 240

**UGS:** 20010

**180.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 82.5-93cm
- Largeur totale: 66cm
- Poids: 7.7kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Poids max. utilisateur: 125kg
- Couleur: Selon modèle

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 3 roues](#)

## ROLLATOR 3 ROUES 240 – LÉGER, COMPACT ET FACILE À MANŒVRER

Le **rollator 3 roues 240** est une aide à la marche ultra-maniable, idéale pour les déplacements quotidiens. Il s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à son **cadre en acier solide**, il offre à la fois sécurité et longévité.

Ce modèle se **plie à la verticale** et reste debout une fois replié. Ainsi, il se range très facilement derrière une porte ou dans un coin de pièce sans encombrer l'espace. De plus, il est livré avec une **pochette souple**, idéale pour transporter vos affaires personnelles de manière sécurisée.

Les **poignées ergonomiques** sont réglables sur 5 hauteurs différentes (incréments de 2,5 cm), ce qui permet de l'adapter précisément à la taille de l'utilisateur. Par ailleurs, le système de **freinage par pression** sur les poignées permet de bloquer facilement les roues arrière, renforçant ainsi la sécurité lors des arrêts.

### ☐ **Caractéristiques du rollator 3 roues 240 :**

- Cadre en acier robuste et durable
- Pliable à la verticale, reste debout seul une fois replié
- Poignées réglables sur 5 hauteurs (incréments de 2,5 cm)
- Freins d'immobilisation simples à activer
- Pochette souple incluse pour effets personnels
- Convient à un usage intérieur et extérieur
- Plusieurs coloris disponibles selon modèle

### **Un déambulateur compact, pensé pour la liberté de mouvement**

Le **rollator 3 roues 240** est le choix idéal pour les utilisateurs souhaitant une solution mobile, pratique et facile à manipuler. **Commandez dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**