



## ROLLATOR 3 ROUES LÉGER

**UGS:** 20152

**235.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 81-92cm
- Largeur totale: 66cm
- Longueur: 57.6cm
- Poids: 4.7kg
- Couleur: Orange
- Poids max. utilisateur: 125kg

**Disponible à la location: 30.- CHF/mois**

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 2 ou 3 roues](#)

Élégant et léger, le Rollator en aluminium à 3 roues orange convient à une utilisation intérieure et extérieure et se plie facilement à une taille compacte pour le stockage ou le transport.

Ce déambulateur polyvalent est idéal pour les voyages ou les sorties, s'adaptant facilement aux coffres de voiture car il est à la fois compact et léger. Il comprend un sac de rangement pratique pour ranger vos affaires ou faire du shopping. Il est également parfait pour une utilisation à la maison et en intérieur.

