



## ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL

UGS: 20129

659.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignées/sol: 103 à 115cm
- Hauteur siège/sol: 58cm
- Largeur entre poignées: 44cm
- Longueur: 76cm
- Largeur hors tout: 63cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 11kg avec panier et plateau
- Coloris: Gris

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL – CONFORT ET POSTURE AMÉLIORÉE

Le **Rollator 4 roues anté-brachial** est spécialement conçu pour les personnes souffrant de douleurs aux poignets, aux mains ou présentant une posture voûtée. Grâce à ses **appuis anté-brachiaux**, il permet de transférer la charge sur les avant-bras et de soulager les articulations supérieures pendant la marche.

Ce rollator est pliant, pratique et sécurisé. Il dispose de **poignées anatomiques** confortables, d'un **système de freins multifonctions** et d'un **siège avec dossier** pour offrir des pauses repos agréables. Il est idéal pour un usage intérieur ou extérieur sur surfaces planes.

### □ Avantages du rollator anté-brachial :

- Appui anté-brachial pour un meilleur confort articulaire
- Poignées ergonomiques et réglables
- Freins sécurisés avec fonction parking
- Siège intégré avec dossier pour se reposer
- Structure pliable pour un rangement facile

### Un rollator adapté aux besoins spécifiques

Le **Rollator anté-brachial** est idéal pour les personnes recherchant plus de stabilité et de confort postural. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse.**