



## ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL

**UGS:** 20129

**610.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur poignées/sol: 103 à 115cm
- Hauteur siège/sol: 58cm
- Largeur entre poignées: 44cm
- Longueur: 76cm
- Largeur hors tout: 63cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 11kg avec panier et plateau
- Coloris: Gris

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Rollator 4 roues pliant, munie de poignées avec appui anté-brachial pour soulager les articulations de la main et du poignet, il est aussi utile pour les personnes très voutées. Poignées anatomiques, freins multifonctions et siège avec dossier.