



ROLLATOR 4 ROUES BROOKLYN (MOBIO)

UGS: 20162

249.00 CHF – 338.00 CHF Plage de prix :
249.00 CHF à 338.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 8 kg
- Charge maximale : 136 kg
- Longueur totale : 69.6 cm / Replié : 81 cm
- Largeur totale : 61,5 cm / Replié : 25.5 cm
- Largeur entre poignées : 48,4 cm
- Hauteur d'assise : 55 cm
- Profondeur d'assise : 25 cm
- Hauteur des poignées : 83 à 95 cm
- Dimensions plié : 81 x 25.5 x 43 cm
- Diamètre des roues : 19,3 cm
- Structure : aluminium
- Roues : souples amortissantes

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR BROOKLYN DOUBLE PLIAGE – ULTRA COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER

Le **Rollator Brooklyn (Mobio)** est un déambulateur 4 roues léger, moderne et particulièrement compact. Grâce à son système exclusif de **double pliage**, il se replie aussi bien en largeur qu'en profondeur afin de réduire considérablement son encombrement lors du transport ou du rangement.

Idéal pour les personnes actives, il trouve facilement sa place dans le coffre d'une voiture, derrière une porte ou dans un petit espace de rangement. Ses roues souples, sa structure robuste et son assise confortable en font un compagnon de marche fiable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

□ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Couleur **Rouge** avec **roues plates**
- Couleur **Vert foncé** avec **roues souples** offrant un meilleur confort de marche
- Rollator 4 roues ultra compact à double pliage
- Structure légère en aluminium

- Assise intégrée avec **dossier de soutien réglable en hauteur**
- Sac de rangement amovible inclus
- Freins ergonomiques avec fonction parking
- Câbles de frein intégrés dans le cadre
- Pédale de franchissement pour les trottoirs et petits obstacles
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur
- Design moderne et élégant

LE COMPAGNON IDÉAL POUR LES DÉPLACEMENTS

Grâce à son système de double pliage exclusif, le Brooklyn se replie en quelques secondes pour atteindre un encombrement réduit d'environ **81 x 25.5 x 43 cm**.

Cette caractéristique le rend particulièrement adapté aux utilisateurs qui voyagent régulièrement, utilisent fréquemment leur voiture ou disposent d'un espace de rangement limité à domicile.

CONFORT ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Ses roues souples procurent un meilleur amortissement et améliorent le confort de marche sur les revêtements irréguliers.

Les poignées ergonomiques réglables de **83 à 95 cm** permettent d'adapter facilement le rollator à la taille de l'utilisateur. Les freins à main sont simples à actionner et disposent d'une fonction parking permettant de bloquer le déambulateur lors des pauses.

Les palettes situées à l'arrière facilite également le franchissement des petits obstacles tels que trottoirs, seuils de porte ou irrégularités du sol.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Assise confortable (Profondeur 25cm)
- Dossier de soutien (Réglable en hauteur)
- Sac de rangement amovible
- Freins avec fonction parking

Accessoires disponibles

- Porte-canne

POURQUOI CHOISIR LE BROOKLYN ?

Le Brooklyn est le modèle idéal pour les personnes recherchant un **rollator compact, léger et facile à transporter**, sans compromis sur le confort et la stabilité. Son double pliage unique le distingue de la majorité des déambulateurs du marché.

https://youtu.be/-1T_rnsz5q0?si=peCZz1_Us_cq7nt9

SKU	Price	Description	Modèle	Accessoires
20162-1	299.00 CHF TVA incluse		Vert foncé roues souples	Sans accessoires
29162-1	338.00 CHF TVA incluse		Vert foncé roues souples	Porte-canne

SKU	Price	Description	Modèle	Accessoires
20162-2	249.00 CHF TVA incluse		Rouge roues plates	Sans accessoires
20162	288.00 CHF TVA incluse		Rouge roues plates	Porte-canne



Contenu de la boîte



Brooklyn

Dossier

Sac

