



## ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC CHAISE DE TRANSFERT

**UGS:** 20094  
**280.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur totale: 60cm
- Siège (Lxp): 33.5x32cm
- Hauteur siège: 56cm
- Poids: 8.8kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris argent
- Poids max. utilisateur: 160kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC CHAISE DE TRANSFERT – POLYVALENCE ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Le **rollator 4 roues combinée avec chaise de transfert** est une solution idéale pour les personnes qui souhaitent une aide à la marche tout en conservant la possibilité de s'asseoir et d'être accompagnées sur de courtes distances. Ce modèle polyvalent combine parfaitement stabilité, maniabilité et confort d'assise.

Grâce à son **cadre en aluminium léger**, ce rollator est facilement pliable et très maniable. Ses roues avant pivotantes permettent une grande facilité de déplacement, même dans les espaces restreints. Par ailleurs, les **poignées ergonomiques** sont réglables en hauteur (5 positions par incréments de 2,5 cm), s'adaptant ainsi à différents utilisateurs.

Lorsqu'il est utilisé comme chaise de transfert, le dossier souple, la ceinture de sécurité et les **repose-pieds relevables** assurent un confort optimal. L'assise se relève pour faciliter le rangement, et une sacoche est intégrée sous le siège pour emporter vos effets personnels.

### □ **Caractéristiques principales :**

- Utilisation combinée : déambulateur et chaise de transfert
- Cadre en aluminium pliable, léger et robuste
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur
- Repose-pieds relevables pour plus de praticité
- Ceinture de sécurité incluse + dossier souple
- Roues arrière avec freins d'immobilisation
- Sacoche de rangement sous l'assise

## Un rollator 4 roues vraiment multifonction

Choisissez le **rollator 4 roues combinée avec chaise de transfert** pour vous déplacer en toute sécurité, tout en profitant d'un confort d'assise lorsqu'il est nécessaire. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

□ **Vidéo de démonstration**