



ROLLATOR 4 ROUES COMBINÉE AVEC CHAISE DE TRANSFERT

UGS: 20094
280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 80-93cm
- Largeur totale: 60cm
- Siège (Lxp): 33.5x32cm
- Hauteur siège: 56cm
- Poids: 8.8kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris argent
- Poids max. utilisateur: 160kg

Categories: [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Le Rollator à 4 roues combiné Fauteuil de transfert est équipé d'un dossier souple pour plus de confort confort maximal, d'une ceinture de sécurité et d'une barre de poussée.

Les repose pieds pour utilisation en chaise de transfert sont relevables pour une utilisation en déambulateur.

Ce Rollator est muni d'un cadre en aluminium, il est facilement pliable et très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.

Il est pourvu de poignées ergonomiques confortables réglables à 5 hauteurs (incréments 2,5cm).

Les roues arrière sont munies de freins d'immobilisation, l'assise est relevable, la sacoche de rangement est située en dessous de l'assise.