



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR BLANC JAGUAR

UGS: 20101

280.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 83.5-94.5cm
- Largeur totale: 54cm
- Dimensions plateau: 29x39cm
- Poids max. sur plateau: 5kg
- Poids max. dans sac: 5kg
- Diamètre des roues: 17.75cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 100kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR BLANC JAGUAR – ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL POUR LA MAISON

Le **Rollator 4 roues d'intérieur Blanc Jaguar** est conçu pour une utilisation confortable et sécurisée dans tous les espaces intérieurs. Léger et maniable, il s'adapte parfaitement aux besoins du quotidien grâce à son design épuré et à ses nombreuses fonctionnalités pratiques.

Ce rollator est équipé d'un **sac de rangement avec double pochette zippée**, idéal pour transporter vos effets personnels en toute discrétion. Il dispose également d'un plateau amovible pour y poser une tasse ou un livre lors de vos déplacements à la maison. Le **système de frein à une main** permet un contrôle optimal, tandis que la fonction parking assure un arrêt sécurisé.

La poignée est **réglable en hauteur** pour s'adapter à votre morphologie, et un simple bouton sous le plateau permet de le plier rapidement pour un rangement facile.

□ Caractéristiques principales :

- Rollator 4 roues d'intérieur – modèle Blanc Jaguar
- Freinage à une main avec fonction parking intégrée
- Sac avec double pochette zippée + plateau pratique
- Hauteur de la poignée réglable
- Pliage rapide grâce à un bouton situé sous le plateau
- Design élégant et adapté aux intérieurs modernes

Le rollator idéal pour vos déplacements à la maison

Choisissez le **Rollator 4 roues d'intérieur Jaguar** pour conjuguer élégance, sécurité et confort.

Commandez-le maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !

