



## ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR BLANC

**UGS:** 20101

**250.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 83.5-94.5cm
- Largeur totale: 54cm
- Dimensions plateau: 29x39cm
- Poids max. sur plateau: 5kg
- Poids max. dans sac: 5kg
- Diamètre des roues: 17.75cm
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 100kg

**Categories:** [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Ce déambulateur 4 roues a été conçu pour une utilisation en intérieur.

Il comprend un sac de rangement avec double pochette de rangement fermées par fermeture éclair, un plateau et un frein de parking.

Les freins peuvent être actionnés à l'aide d'une seule main.

Il possède un système d'accroche sur le guidon du déambulateur pour maintenir les freins bloqués (fonction parking).

Bouton sur le dessous pour facilement plier et ranger le produit.

La hauteur de la poignée est ajustable.

