



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR LET'S DREAM

UGS: 20147

410.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur totale: 55cm
- Longueur totale: 63cm
- Hauteur plateau: 68cm
- Hauteur réglable poignées: 83 à 95cm
- Couleur: Noir
- Poids: 6.5kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Rollator d'intérieur élégant livré avec plateau et sacoche en tissus.

Ce rollator dessert permet de se déplacer facilement dans les endroits les plus étroit de son habitation. La poignée sur toute la largeur permet de tenir le rollator à une main.

Il possède un plateau amovible à portée de main et est livré avec une sacoche en dessous du plateau. Grâce à ses 4 roues, le rollator permet de franchir facilement des petits obstacles à l'intérieur comme des rebords de portes ou des bords de tapis.

Le frein sur toute la largeur prend sur les deux roues arrière en même temps. Cela permet de tenir le rollator avec une main et d'avoir l'autre main de libre. Cela permet aussi d'ouvrir une porte tout en gardant appuis sur le rollator avec l'autre main. La poignée est conçue avec une mousse ergonomique pour une prise agréable.