



ROLLATOR 4 ROUES ECO LIGHT

UGS: 20109

265.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-95cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 76cm
- Hauteur d'assise: 55cm
- Profondeur d'assise: 34cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Poids inclus panier: 7.6kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

Categories: [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Le déambulateur 4 roues Eco-Light 2 est particulièrement léger et facile d'utilisation avec son cadre en aluminium. Il peut être utilisé comme aide à la marche par les personnes limitées dans leurs mouvements pesant moins de 120kg.

En outre, il peut faire office, de manière restreinte, de siège pour les brèves pauses.

Le panier métallique, suspendu sous ou devant la surface d'assise, peut servir de rangement ou au transport d'objets ou de provisions.

Livré avec le siège, le panier, porte canne, pneus anti-crevaison, poignées Ergonomiques.

Freins types vélo avec blocage en position parking.