



ROLLATOR 4 ROUES ÉLÉGANT LET'S GO OUT

UGS: 20148

528.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur totale: 57cm
- Largeur assise: 40.5cm
- Longueur totale: 64cm
- Hauteur assise: 59.5cm
- Hauteur réglable poignées: 78 à 96cm
- Roues AV: 24.5cm
- Roues ARR: 20cm
- Couleur: beige
- Poids: 6.2kg
- Poids max utilisateur: 130kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le Let's Go Out est un déambulateur léger et élégant, il ne pèse que 6,2kg. Il est aussi facile à replier pour le transport ou le rangement. Les grandes roues avant facilitent le franchissement d'obstacles comme des bordures ou autres surfaces accidentées. Les poignées en matière souple ergonomiques sont réglables en hauteur. Le siège est en simili cuir lavable. Le Let's Go Out est livré avec un sac élégant et amovible. Il est également possible d'obtenir un porte-canne ou un plateau pour le déambulateur. Il est livré avec sac. Dossier en option.

