



ROLLATOR 4 ROUES - FAUTEUIL DE TRANSFERT NEO-GLOBAL (IDENTITÉS)

UGS: 20171

399.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Structure : aluminium
- Châssis : pliable
- Largeur hors tout : 60,5 cm
- Profondeur sans repose-pieds : 74 cm
- Profondeur avec repose-pieds : 104 cm
- Hauteur des poignées : de 84,5 à 97,5 cm
- Réglage des poignées : 6 positions
- Largeur entre les accoudoirs : 46,5 cm
- Largeur de l'assise : 41 cm
- Profondeur de l'assise : 31 cm
- Hauteur de l'assise : 55 cm
- Diamètre des roues : 20 cm
- Poids avec les repose-pieds : 9,5 kg
- **Charge maximale utilisateur : 136 kg**
- Poignées : souples et anatomiques
- Repose-pieds : amovibles
- Équipement extérieur : passe-trottoirs
- Accessoires inclus : sac souple amovible et porte-canne
- Coloris : bleu lagon

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR ET FAUTEUIL DE TRANSFERT NEO GLOBAL – UNE SOLUTION POLYVALENTE POUR VOS DÉPLACEMENTS

Le Neo Global combine un rollator confortable pour la marche et un fauteuil de transfert permettant d'être transporté par un proche ou un aidant en cas de fatigue.

Il permet de commencer une promenade en marchant de manière autonome, puis de poursuivre le déplacement en position assise lorsque l'endurance diminue.

Sa structure pliable en aluminium, ses grandes roues de 20 cm et ses équipements pratiques en font une solution particulièrement adaptée aux promenades, aux visites médicales et aux sorties accompagnées.

Le Rollator Néo-Global vous offre une liberté que peu d'aides à la mobilité sont capables de proposer.

POURQUOI CHOISIR LE NEO GLOBAL 2 EN 1 ?

- Rollator et fauteuil de transfert réunis dans un seul équipement
- **9.5 Kg repose.pieds inclus**
- Transformation simple et rapide
- Structure pliable en aluminium
- Capacité maximale de 136 kg
- **Assise de 31 cm de Profondeur**
- Poignées souples et anatomiques
- Grandes roues de 20 cm
- Passe-trottoirs pour faciliter les parcours extérieurs
- **Repose-pieds amovibles**
- Sac souple amovible inclus
- Porte-canne intégré

MARCHEZ LORSQUE VOUS LE POUVEZ. REPOSEZ-VOUS LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN.

Le Neo Global permet à l'utilisateur de conserver une activité de marche tout en disposant d'une solution immédiate lorsque la fatigue apparaît.

En mode rollator, ses poignées souples et anatomiques offrent une prise en main confortable. Leur hauteur peut être réglée de 84,5 à 97,5 cm afin d'adapter le rollator à la morphologie de l'utilisateur.

L'assise située à 55 cm du sol permet de s'installer pour se reposer ou pour être transporté par un accompagnant.

Cette polyvalence est particulièrement appréciée lors :

- des promenades en ville
- des visites médicales
- des sorties en famille
- des voyages
- des vacances
- des journées où l'endurance est plus limitée

PENSÉ AUSSI POUR LES AIDANTS : UNE TRANSFORMATION SIMPLE EN FAUTEUIL DE TRANSFERT

La transformation du Néo-Global ne nécessite pas d'outil, pour passer en mode fauteuil de transfert, il suffit :

- de rabattre les repose-pieds clipper sur les côtés ;
- d'inverser le sens du dossier ;
- de positionner l'utilisateur sur l'assise dos à l'accompagnant.

Le rollator devient ainsi un fauteuil de transfert permettant de terminer le trajet sans imposer un effort supplémentaire à l'utilisateur.

Le résultat : une poussée confortable, naturelle et sécurisante.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Sac de rangement
- Sangle dorsale confortable
- Repose-pieds intégrés
- Passage instantané en mode fauteuil

LIVRAISON PARTOUT EN SUISSE

Le **Rollator - Fauteuil de transfert NÉO-GLOBAL (Identités)** constitue une solution idéale pour les personnes recherchant un déambulateur léger, confortable et élégant pour leurs déplacements quotidiens

