



ROLLATOR 4 ROUES - FAUTEUIL DE TRANSFERT VICTOR (IDENTITÉS)

UGS: 20170

219.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Largeur hors tout : 60 cm
- Profondeur hors tout : 65 cm
- Hauteur des poignées : de 78 à 89 cm
- Réglage des poignées : 6 positions
- Largeur entre les accoudoirs : 45,5 cm
- Largeur de l'assise : 35 cm
- Profondeur de l'assise : 32 cm
- Hauteur de l'assise : 52 cm
- Diamètre des roues : 20 cm
- Poids : 8,8 kg
- Charge maximale utilisateur : 110 kg
- Freinage : freins de service avec fonction parking
- Assise : rembourrée
- Dossier : rembourré et réversible
- Repose-pieds : palette rabattable
- Coloris : bordeaux
- Équipé d'accoudoirs de confort

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

DÉAMBULATEUR ET FAUTEUIL DE TRANSFERT VICTOR – CONTINUEZ À SORTIR SANS CRAINDRE LA FATIGUE

Le Victor réunit dans un seul équipement un rollator stable pour la marche et un fauteuil de transfert permettant d'être raccompagné par un proche ou un aidant lorsque la fatigue apparaît.

Il permet de commencer une promenade en marchant avec l'appui du rollator, puis de s'installer confortablement sur l'assise afin de poursuivre le trajet en étant poussé par un accompagnant.

Grâce à son assise rembourrée, son dossier en mousse et ses accoudoirs de confort, le Victor offre une solution pratique pour les sorties quotidiennes et les déplacements durant lesquels l'endurance peut varier.

Le VICTOR vous offre une liberté que peu d'aides à la mobilité sont capables de proposer.

□ POURQUOI CHOISIR LE VICTOR 2 EN 1 ?

- **Déambulateur et fauteuil de transfert** réunis dans **un seul produit**
- Passage rapide du mode marche au mode fauteuil
- Palette repose-pieds rabattable
- Dossier réversible
- Assise rembourrée
- Accoudoirs de confort
- Grandes roues de 20 cm
- Poids contenu de 8,8 kg
- Capacité maximale de 110 kg

MARCHEZ AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS LE SOUHAITEZ

En mode rollator, le Victor apporte un appui sécurisant pendant la marche. La hauteur des poignées peut être réglée de 78 à 89 cm afin d'adapter le rollator à la taille et à la posture de l'utilisateur.

Ses roues de 20 cm permettent une utilisation quotidienne à l'intérieur comme lors des promenades extérieures sur des surfaces régulières.

Lorsque la fatigue se fait sentir, l'utilisateur peut s'asseoir et être transporté par son accompagnant.

Cette polyvalence est particulièrement appréciée lors :

- des promenades en ville
- des visites médicales
- des sorties en famille
- des voyages
- des vacances
- des journées où l'endurance est plus limitée

PENSÉ AUSSI POUR LES AIDANTS : UNE TRANSFORMATION SIMPLE EN FAUTEUIL DE TRANSFERT

La transformation du Victor ne nécessite pas d'outil, pour passer en mode fauteuil de transfert, il suffit :

- de déplier la palette repose-pieds ;
- d'inverser le sens du dossier ;
- de positionner l'utilisateur sur l'assise dos à l'accompagnant.

Le rollator devient ainsi un fauteuil de transfert permettant de terminer le trajet sans imposer un effort supplémentaire à l'utilisateur.

Le résultat : une poussée confortable, naturelle et sécurisante.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Sac de rangement
- Sangle dorsale confortable
- Repose-pieds intégrés
- Passage instantané en mode fauteuil

LIVRAISON PARTOUT EN SUISSE

Le **Rollator - Fauteuil de transfert VICTOR (Identités)** constitue une solution idéale pour les personnes recherchant un déambulateur léger, confortable et élégant pour leurs déplacements quotidiens.



Étapes pour monter les accoudoirs

