



## ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT

**UGS:** 20004

**300.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 88-103.5cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 65cm
- Poids: 6.5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 135kg

**Categories:** [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Rollator léger HAUT très maniable équipé d'une assise, d'un dossier tubulaire avec mousse pour un confort maximal et d'une sacoche de rangement.

Ce Rollator est muni d'un cadre en aluminium, il est facilement pliable et très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.

Il est pourvu de poignées ergonomiques confortables réglables (incréments 2,5cm)

Les roues arrière sont munies de freins d'immobilisation, l'assise est relevable, la sacoche de rangement est située en dessous de l'assise.

Couleur grise.

