



## ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT

**UGS:** 20004

**265.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 88-103.5cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 65cm
- Poids: 6.5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Couleur: Gris
- Poids max. utilisateur: 135kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT – MOBILITÉ RENFORCÉE ET CONFORT SURÉLEVÉ

Le **rollator 4 roues léger haut** est spécialement conçu pour les utilisateurs de grande taille. Grâce à sa structure surélevée, il offre un confort de marche optimal tout en conservant la maniabilité et la légèreté d'un modèle classique.

Son **cadre en aluminium** allie solidité et légèreté. Ce déambulateur est **équipé d'une assise confortable**, d'un **dossier tubulaire avec mousse** et d'une **sacoche de rangement** située sous l'assise. Cela permet à l'utilisateur de faire des pauses et de transporter ses effets personnels facilement.

Ses **poignées ergonomiques** sont réglables en hauteur par paliers de 2,5 cm, ce qui permet une adaptation parfaite à la morphologie. De plus, les **roues avant pivotantes** assurent une excellente maniabilité, même dans les petits espaces. Les roues arrière sont, quant à elles, **équipées de freins d'immobilisation** pour garantir la sécurité à l'arrêt.

### □ Caractéristiques du rollator haut :

- Modèle haut adapté aux personnes de grande taille
- Assise relevable avec dossier en mousse
- Sacoche de rangement sous le siège
- Structure en aluminium légère et résistante
- Poignées réglables (incrément de 2,5 cm)
- Roues avant pivotantes, freins arrière
- Coloris disponible : gris

### Un soutien sûr pour une marche plus confortable

Le **rollator 4 roues léger haut** allie praticité, stabilité et confort pour les personnes de grande

taille. **Commandez dès aujourd'hui – Livraison rapide partout en Suisse !**

