



## ROLLATOR 4 ROUES LÉGER

**UGS:** 20002

**300.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 83-98cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 58cm
- Poids: 6,5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Poids max. utilisateur: 135kg

**Disponible à la location: 35.- CHF/mois**

**Categories:** [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Rollator léger très maniable équipé d'une assise, d'un dossier tubulaire avec mousse pour un confort maximal et d'une sacoche de rangement.

Ce Rollator est muni d'un cadre en aluminium, il est facilement pliable et très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.

Il est pourvu de poignées ergonomiques confortables réglables (incréments 2,5cm)

Les roues arrière sont munies de freins d'immobilisation, l'assise est relevable, la sacoche de rangement est située en dessous de l'assise.

2 Couleurs à disposition selon modèle.

SKU	Price	Description	Option
20002	300.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 35.- CHF/mois</b>	Couleur: Rouge
20003	300.00 CHF TVA incluse	<b>SPÉCIFICATIONS</b> <b>Disponible à la location: 35.- CHF/mois</b>	Couleur: Bleu

