



## ROLLATOR 4 ROUES MANHATTAN (MOBIO)

UGS: 20161

369.00 CHF – 399.00 CHF Plage de prix :  
369.00 CHF à 399.00 CHF TVA incluse

### CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 7 kg
- Poids utilisateur maximum : 136 kg
- **Empattement arrière : 53cm**
- Longueur totale : 71.4 cm
- Largeur totale : 63 cm
- Largeur d'assise : 48 cm
- **Profondeur d'assise : 26 cm**
- Hauteur d'assise : 59 cm
- Hauteur des poignées : réglable de 85 à 96 cm
- Structure : aluminium
- **Câble de freins intégrés à la structure**
- Poignées en caoutchouc Thermoplastique, sans latex
- **Sangle dorsale réglable en hauteur**
- Roues : souples amortissantes
- Pliage : latéral ultra-compact
- Largeur replié : 26 cm

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR MANHATTAN (MOBIO) – DESIGN, CONFORT ET STABILITÉ

Le **Rollator Manhattan (Mobio)** est un déambulateur 4 roues moderne et élégant conçu pour accompagner vos déplacements quotidiens en toute sécurité. Grâce à sa structure légère en aluminium et à son système de pliage latéral ultra-compact, il combine maniabilité, praticité et confort avec sa **sangle dorsale réglable en hauteur**.

### EMPATTEMENT ARRIÈRE DE 53CM !

Son **train arrière élargi** procure un dégagement important entre les roues de **53cm** contre 43-45cm sur les déambulateurs classiques.

Cela favorise une marche naturelle même chez les utilisateurs présentant une rotation externe du pied, une démarche instable ou un besoin accru d'espace de progression.

## ▣ LES AVANTAGES DU MANHATTAN (MOBIO)

- Déambulateur 4 roues haut de gamme
- Structure légère en aluminium avec **câble de freins intégrés**
- Pliage latéral compact en quelques secondes
- Grandes roues souples pour un meilleur confort de roulage
- **Assise confortable** (Profondeur de 26cm) avec **dossier réglable en hauteur** inclus
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur
- Freins de sécurité avec fonction parking
- Design moderne et élégant
- Facile à transporter et à ranger

## CONFORT AU QUOTIDIEN

### Un poids de 7 kg pour une largeur d'assise confortable de 48 cm

Le Manhattan Mobio a été conçu pour offrir une conduite fluide et confortable. Ses roues souples absorbent efficacement les irrégularités du sol tandis que sa large assise de 48 cm permet de s'installer confortablement lors des pauses.

Son faible poids de seulement 7 kg facilite les manipulations quotidiennes et son pliage latéral réduit considérablement son encombrement pour le transport en voiture ou le rangement à domicile.

## ÉQUIPEMENTS INCLUS

- ▣ Assise intégrée
- ▣ Dossier de confort
- ▣ Freins avec fonction parking
- ▣ Roues souples amortissantes

### Accessoires disponibles

- Porte-canne

**Le Rollator 4 roues Manhattan (Mobio) est la solution idéale pour les personnes recherchant un rollator léger, élégant et particulièrement confortable pour leurs déplacements quotidiens.**

SKU	Price	Description	Accessoires
20161	369.00 CHF TVA incluse		Sans accessoires
20161	399.00 CHF TVA incluse		Porte-canne

