



ROLLATOR 4 ROUES NEO EASY

UGS: 20155

229.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 77cm à 92.5cm
- Largeur totale: 62cm
- Profondeur totale: 75cm
- Hauteur d'assise: 57cm
- Profondeur d'assise: 25.5cm
- Largeur d'assise: 45cm
- Poids inclus sacoche : 5.6kg
- Diamètre des roues: 20cmv
- Couleur: Blanc nacré ou Bleu électrique
- Poids maxi utilisateur: 136kg

Disponible à la location: 35.- CHF/mois

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR 4 ROUES NEO EASY – LÉGER, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Le **Rollator 4 roues Neo Easy léger** vous permettra de sortir faire vos courses en toute sécurité. Avec un poids ultra léger de 5.6Kg, il est équipé de freins boucle avec freins de parking, d'un large siège confortable avec un dossier large et d'un sac amovible et lavable. Ces roues de 20 cm sont équipées de bandage souple. Système de pliage facile et pratique pour le rangement. Son cadre en aluminium assure une grande maniabilité tout en maintenant la robustesse nécessaire pour supporter jusqu'à 136kg.

2 coloris au choix : bleu électrique ou blanc nacré.

□ Caractéristiques principales :

- Rollator 4 roues léger avec cadre en aluminium
- Utilisable comme aide à la marche et siège de repos
- Sac suspendue
- Freins de type vélo avec position parking
- Poignées ergonomiques réglables

Un rollator simple et fonctionnel

Le **Rollator 4 roues Neo Easy léger** offre une solution abordable pour retrouver plus d'autonomie au quotidien. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !**

SKU

20155W

20155B

Price

229.00 CHF TVA incluse

229.00 CHF TVA incluse

Description**Option**

Couleur: Blanc

Couleur: Bleu

