



## ROLLATOR 4 ROUES NIP GLIDE

**UGS:** 20126

**365.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Matière: Cadre en aluminium
- Utilisation polyvalente intérieure et extérieure
- 4 roues avec suspension
- Hauteur des poignées: 75 à 95cm
- Rollator Pliable facilement à une main
- Largeur: 53cm
- Profondeur: 60cm
- Hauteur d'assise: 50cm
- Diamètre roues: 16cm
- Encombrement plié: 80x53x26cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7kg
- Couleur: Anthracite

**Categories:** [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Ce rollator **Nip Glide**, est un déambulateur de dernière génération qui offre une expérience incomparable. Son confort et son équipement de sécurité font de ce rollator un partenaire idéal pour les marcheurs.

Vous éprouverez plus qu'un sentiment de sécurité, grâce au système de freinage automatique "auto-safe", ce système de freins ingénieux gère les situations inattendues pour éviter les chutes accidentelles, vous garderez ainsi le contrôle de la situation.

Il se plie et se transporte très facilement, il est livré avec un sac.

#### Le plus du système de freinage "auto-safe":

Pour vous déplacer avec ce rollator, il vous suffira de rapprocher vos deux mains pour libérer les feins et avancer dans la direction souhaitée. Puis dès que vous écarterez à nouveau vos mains vers l'extérieur, les freins se mettent automatiquement en position de parking.

