



ROLLATOR 4 ROUES NIP GLIDE

UGS: 20126

365.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Matière: Cadre en aluminium
- Utilisation polyvalente intérieure et extérieure
- 4 roues avec suspension
- Hauteur des poignées: 75 à 95cm
- Rollator Pliable facilement à une main
- Largeur de siège: 53cm
- Largeur totale: 61cm
- Profondeur: 60cmv
- Hauteur d'assise: 50cm
- Diamètre roues: 16cm
- Encombrement plié: 80x53x26cm
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Poids: 7kg
- Couleur: Anthracite

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR 4 ROUES NIP GLIDE – SÉCURITÉ AUTOMATIQUE ET CONFORT DE MARCHÉ

Le **Rollator 4 roues Nip Glide** est un déambulateur moderne qui combine design, innovation et sécurité pour améliorer vos déplacements quotidiens. Grâce à son **système de freinage automatique "auto-safe"**, il vous accompagne avec fiabilité, même dans les situations inattendues.

Ce système unique permet un **contrôle intuitif des freins** : il vous suffit de rapprocher vos mains pour avancer librement. Dès que vos mains s'écartent, les freins se bloquent automatiquement, évitant ainsi tout risque de chute. Léger, pliable et livré avec un sac, ce rollator se transporte facilement partout.

□ Caractéristiques du Rollator Nip Glide :

- Système de freinage automatique "auto-safe" innovant
- Structure légère et facilement pliable
- Confort de marche optimal et grande maniabilité
- Poignées ergonomiques et sécurisées
- Sac de transport inclus
- Conçu pour un usage quotidien sécurisé

Une liberté de mouvement en toute confiance

Le **Rollator 4 roues Nip Glide** vous permet de rester actif en toute sérénité. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

