



ROLLATOR 4 ROUES POSITION ASSISE

UGS: 20127

425.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur guidon/sol: 80 à 86cm
- Hauteur selle/sol: 67 à 88cm
- Longueur selle: 30cm
- Profondeur: 59cm
- Largeur hors tout: 43cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Poids: 4kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

La draisienne Modelito Wp Home est destiné à apporter une aide pour se relever (verticalisation) et se déplacer (mobilité) pour les personnes souffrant de troubles médullaires, ou neurologiques entraînant des difficultés importantes et l'impossibilité de se mouvoir sans une aide extérieure. La draisienne s'utilise au domicile et en intérieur sur toute surface plane et dégagée. Elle permet de prolonger l'autonomie des personnes valides et semi-valides, pas encore vouées aux aides techniques (déambulateur, fauteuil roulant ...), ayant des problèmes d'arthrose, de rhumatisme, de surpoids, d'articulations douloureuses, de perte d'équilibre, etc.

