



ROLLATOR 4 ROUES RIO (MOBIO)

UGS: 20163

399.00 CHF – 438.00 CHF Plage de prix :
399.00 CHF à 438.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 6 kg
- Sangle dorsale
- Charge maximale utilisateur : 136 kg
- Longueur : 68 cm
- Largeur : 55 cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Profondeur d'assise : 25 cm
- Hauteur d'assise : 55 cm
- Distance entre poignées : 49 cm
- Hauteur des poignées : 84,5 à 94,5 cm
- Diamètre des roues : 20,5 cm
- Charge maximale du sac : 5 kg
- Structure : aluminium
- 3 coloris au choix

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR 4 ROUES RIO (MOBIO) – CONFORT, LÉGÈRETÉ ET ÉLEGANCE AU QUOTIDIEN

Le **Rollator Rio (Mobio)** associe parfaitement confort, sécurité et design contemporain. Avec son poids plume de seulement **6 kg**, sa structure en aluminium robuste et ses finitions originales, il s'adresse aux personnes souhaitant conserver leur autonomie sans renoncer à leur style.

Disponible en plusieurs motifs tendance, le Rio se démarque des déambulateurs traditionnels tout en offrant un excellent confort de marche et une grande stabilité.

□ LES POINTS FORTS DU ROLLATOR RIO (MOBIO)

- Rollator 4 roues léger en aluminium
- Sangle dorsale
- Seulement 6 kg
- Charge maximale utilisateur de 136 kg
- Design moderne avec cadres imprimés tendance
- Assise confortable de 25cm de profondeur

- Grandes roues de 20,5 cm pour une conduite confortable
- Sac de rangement amovible inclus
- Poignées ergonomiques réglables par bouton poussoir
- Freins avec fonction parking
- Utilisation intérieure et extérieure

LÉGER ET FACILE À UTILISER

Grâce à sa structure en aluminium, le Rio offre un excellent compromis entre légèreté et robustesse. Son faible poids facilite les manipulations quotidiennes, le chargement dans une voiture ou le rangement à domicile.

Ses roues de grand diamètre assurent une excellente maniabilité et un roulement fluide aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CONFORT ET SÉCURITÉ À CHAQUE DÉPLACEMENT

Le Rio est équipé d'une assise confortable de **45 cm de large** permettant de faire une pause à tout moment. Son dossier souple apporte un soutien agréable lors des périodes de repos.

Les poignées ergonomiques sont réglables de **84,5 à 94,5 cm** afin d'adapter parfaitement le rollator à la morphologie de l'utilisateur.

Les freins à main avec fonction parking garantissent un contrôle optimal et une sécurité maximale lors des déplacements.

UN ROLLATOR QUI NE RESSEMBLE PAS AUX AUTRES

Avec ses motifs modernes et son design soigné, le Rio apporte une touche d'élégance aux aides à la mobilité traditionnelles. Il s'adresse particulièrement aux personnes actives qui souhaitent disposer d'un équipement pratique sans sacrifier l'esthétique.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Assise intégrée
- Dossier de soutien
- Sac de rangement amovible
- Freins avec fonction parking
- Réglage des poignées par bouton poussoir

Accessoire disponible

- Porte-canne

LIVRAISON PARTOUT EN SUISSE

Le **Rollator 4 roues Rio (Mobio)** est livré prêt à l'emploi et constitue une solution idéale pour les personnes recherchant un déambulateur léger, confortable et élégant pour leurs déplacements quotidiens.

SKU	Price	Description	Couleur	Accessoires
20163-1	399.00 CHF TVA incluse		Léopard	Sans accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Léopard	Porte-canne
20163-2	399.00 CHF TVA incluse		Zèbre	Sans accessoires

SKU	Price	Description	Couleur	Accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Zèbre	Porte-canne
20163-3	399.00 CHF TVA incluse		Tropical	Sans accessoires
20163	438.00 CHF TVA incluse		Tropical	Porte-canne

