



## ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE

**UGS:** 20007

**380.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-98cm
- Largeur totale: 74cm
- Siège (Lxp): 50x35cm
- Hauteur siège: 55cm
- Poids: 9.2kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Couleur: Gris
- Panier inclus
- Poids max. utilisateur: 227kg

**Categories:** [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE – RÉSISTANCE ET CONFORT POUR UTILISATEURS À FORTE CORPULENCE

Le **rollator 4 roues robuste Bariatrique** est conçu pour les personnes ayant besoin d'un déambulateur à la fois solide, stable et confortable. Grâce à sa structure renforcée et sa capacité de charge élevée, il garantit une utilisation fiable au quotidien, sans compromis sur la maniabilité.

Ce modèle est **équipé d'une assise large et confortable**, avec un dossier tubulaire recouvert de mousse pour un maintien agréable. Un panier de rangement est placé sous l'assise pour accueillir les effets personnels, même volumineux.

La **structure en aluminium robuste** permet un usage intensif tout en conservant une certaine légèreté. Facile à plier, ce rollator est également très maniable grâce à ses **roues avant pivotantes**. Les **freins d'immobilisation** aux roues arrière assurent une stabilité optimale à l'arrêt.

Les **poignées ergonomiques réglables en hauteur** sur 5 positions (incréments de 2,5 cm) permettent d'ajuster le rollator à la morphologie de l'utilisateur pour un confort personnalisé.

### □ **Caractéristiques du rollator Bariatrique :**

- Cadre en aluminium renforcé et pliable
- Assise large et dossier rembourré en mousse
- Panier de rangement sous le siège
- Roues avant pivotantes pour une meilleure maniabilité
- Poignées réglables sur 5 hauteurs (incréments de 2,5 cm)
- Freins d'immobilisation efficaces aux roues arrière

## Un déambulateur robuste conçu pour la sécurité et le confort

Le **rollator 4 roues robuste Bariatrique** est une aide à la mobilité fiable pour les personnes de forte corpulence. Il combine résistance, ergonomie et facilité d'utilisation. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !**

