



## ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE

**UGS:** 20007

**380.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-98cm
- Largeur totale: 74cm
- Siège (Lxp): 50x35cm
- Hauteur siège: 55cm
- Poids: 9.2kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Couleur: Gris
- Panier inclus
- Poids max. utilisateur: 227kg

**Categories:** [Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Rollator Robuste ou Bariatrique ultrarésistant équipé d'une assise, d'un dossier tubulaire avec mousse pour un confort maximal et d'un panier, prévu pour une charge importante. Ce Rollator est muni d'un cadre en aluminium, il est facilement pliable et très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.

Il est pourvu de poignées ergonomiques confortables réglables à 5 hauteurs (incréments 2,5cm)

Les roues arrière sont munies de freins d'immobilisation, l'assise est relevable, la sacoche de rangement est située en dessous de l'assise.

