



ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE

UGS: 20007

380.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-98cm
- Largeur totale: 74cm
- Siège (Lxp): 50x35cm
- Hauteur siège: 55cm
- Poids: 9.2kg
- Diamètre des roues: 19cm
- Couleur: Gris
- Panier inclus
- Poids max. utilisateur: 227kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Rollator Robuste ou Bariatrique ultrarésistant équipé d'une assise, d'un dossier tubulaire avec mousse pour un confort maximal et d'un panier, prévu pour une charge importante. Ce Rollator est muni d'un cadre en aluminium, il est facilement pliable et très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.

Il est pourvu de poignées ergonomiques confortables réglables à 5 hauteurs (incrément 2,5cm)

Les roues arrière sont munies de freins d'immobilisation, l'assise est relevable, la sacoche de rangement est située en dessous de l'assise.

