



## ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC

UGS: 20096

510.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 85-95cm
- Largeur totale: 62cm
- Siège (Lxp): 45x23cm
- Hauteur siège: 60cm
- Poids: 8.2kg
- Roues PU diamètre 31cm
- Couleur: Vert
- Poids max. utilisateur: 150kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

## ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC – POUR VOS SORTIES SUR TOUS LES CHEMINS

Le **Rollator 4 roues tout terrain TAIMA XC** est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs qui souhaitent continuer à se déplacer confortablement, même en dehors des surfaces lisses. Que ce soit sur des **chemins de montagne**, des routes pavées ou des trottoirs enneigés, ce modèle vous apporte stabilité, sécurité et liberté.

Grâce à ses **grandes roues gonflables**, il absorbe efficacement les vibrations et réduit les douleurs dans les bras. De plus, il reste très maniable, même sur terrains accidentés. Son **pliage latéral** permet de le ranger facilement, et il tient debout une fois replié.

Le **TAIMA XC** est équipé de **poignées ergonomiques réglables en hauteur**, d'une assise souple pour vos pauses, et d'une sangle dorsale pour plus de confort. Il est livré avec une sacoche de rangement, une sangle dorsale et un porte-canne (droite ou gauche).

### □ Caractéristiques principales :

- Rollator 4 roues tout terrain idéal pour chemins et sentiers
- Grandes roues gonflables pour une meilleure absorption des chocs
- Pliage latéral facile, reste debout une fois plié
- Poignées réglables en hauteur + freins d'immobilisation
- Assise souple avec sangle dorsale incluse
- Livré avec porte-canne et sacoche

### Un rollator pensé pour la mobilité en plein air

Le **Rollator 4 roues tout terrain TAIMA XC** vous accompagne partout, même sur des surfaces plus

exigeantes. **Commandez-le maintenant – Livraison rapide en Suisse !**