



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD
2025 TOP DESIGN

ROLLATOR 4 ROUES TRIVE DOUBLE PLIAGE (MOBIO)

UGS: 20164

449.00 CHF – 499.00 CHF Plage de prix :
449.00 CHF à 499.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 6,5 kg , Version Tout-Terrain : 8.2 Kg
- Poids utilisateur maximum : 125 kg
- Longueur : 69cm , Version Tout-Terrain : 73cm
- Largeur : 65cm, Version Tout-Terrain : 66cm
- Hauteur des poignées : 84 à 96cm, Version Tout-Terrain : 86 à 98cm
- Hauteur d'assise : 58 cm, version Tout-Terrain : 60cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Profondeur d'assise : 18 cm
- Diamètre des roues : 20 cm
- Charge maximale du sac : 5 kg
- Largeur plié : 35 cm, Version Tout-Terrain : 36cm

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR 4 ROUES TRIVE & TRIVE TOUT-TERRAIN, PLIABLE 2 FOIS, ÉLEGANT ET ULTRA PRATIQUE

Le **Rollator 4 roues Trive** est un déambulateur haut de gamme conçu pour les personnes actives qui recherchent une aide à la marche à la fois légère, élégante et extrêmement facile à transporter.

Grâce à son système exclusif de **double pliage primé**, le Trive se replie rapidement pour réduire son encombrement et faciliter son rangement dans un coffre de voiture, un train ou un avion. Son design britannique raffiné et ses finitions soignées en font un rollator aussi pratique qu'élégant.

Le **Rollator 4 roues Trive** existe aussi en **version Tout-Terrain** avec des roues de grand diamètre spécialement conçues pour les terrains irréguliers.

Graviers, chemins forestiers, pavés, pelouses ou sentiers stabilisés deviennent beaucoup plus faciles à parcourir. Il constitue la solution idéale pour les utilisateurs qui aiment rester actifs en

extérieur.

□ LES POINTS FORTS DU ROLLATOR 4 ROUES TRIVE

- Rollator 4 roues haut de gamme
- Double pliage ultra compact
- Structure légère en aluminium
- Seulement 6,5 kg
- Roues de 20 cm ou **24cm (Trive Tout-Terrain)**
- Sac de rangement inclus
- Porte-canne inclus
- Sangle dorsale réglable en hauteur incluse
- Freins ergonomiques avec fonction parking
- Design britannique primé

UN PLIAGE UNIQUE POUR UN ENCOMBREMENT MINIMAL

Le Trive est conçu pour accompagner tous vos déplacements. Son système breveté permet un pliage rapide et intuitif en soulevant simplement l'assise.

Une fois replié, il devient particulièrement compact et se transporte facilement en voiture, en transports publics ou lors de voyages.

LÉGER, ROBUSTE ET CONFORTABLE

Fabriqué en aluminium de haute qualité, le Trive ne pèse que **6,5 kg** tout en supportant un utilisateur jusqu'à **125 kg**.

Ses grandes roues de 20 cm assurent une excellente maniabilité et un confort de marche optimal aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

UNE VERSION TOUT-TERRAIN

Le **Rollator 4 roues Trive Tout Terrain** reprend toutes les qualités du Trive Standard en y ajoutant des roues de grand diamètre (24cm) spécialement conçues pour les terrains irréguliers.

Graviers, chemins forestiers, pavés, pelouses ou sentiers stabilisés deviennent beaucoup plus faciles à parcourir. Il constitue la solution idéale pour les utilisateurs qui aiment rester actifs en extérieur.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Porte-canne
- Sangle dorsale réglable en hauteur pour un meilleur confort
- Freins avec fonction parking

LIVRAISON PARTOUT EN SUISSE

Le **Rollator 4 roues Trive et Trive Tout-Terrain (Mobio)** est livré prêt à l'emploi et constitue une solution idéale pour les personnes recherchant un déambulateur léger, confortable et élégant pour leurs déplacements quotidiens.

https://youtu.be/Ai_ZyPPYTHY?si=INTn1Qi4svdLiNFs

SKU	Price	Description	Modèle	Couleur
20164-1	449.00 CHF TVA incluse		Trive standard	Vert
20164-2	449.00 CHF TVA incluse		Trive standard	Gris
20164-3	449.00 CHF TVA incluse		Trive standard	Terracotta
20164-4	499.00 CHF TVA incluse		Trive Tout-Terrain	Vert

Contenu de la boîte



Déambulateur Trive

Porte Canne

Sac & Dossier

