



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER MEDIUM

UGS: 20118
350.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 87-97cm
- Largeur totale: 63cm
- Largeur siège: 45cm
- Hauteur siège: 60cm
- Dimensions plié: 65x16cm
- Poids: 5.6kg
- Couleur: Brun
- Diamètre des roues: 20cm
- Poids maxi utilisateur: 120kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER MEDIUM – MOBILITÉ, CONFORT ET LÉGÈRETÉ

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **3 à 4 semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le **Rollator 4 roues ultra léger Medium** est un modèle conçu pour les utilisateurs recherchant un soutien fiable sans compromis sur le poids. Avec un poids de seulement 5,6kg, il offre une maniabilité exceptionnelle tout en garantissant sécurité et stabilité.

Grâce à son **cadre en aluminium**, il est à la fois robuste et très léger, ce qui le rend facile à transporter et à plier. Il est équipé d'un **siège souple** avec **dossier rembourré** pour se reposer en toute tranquillité, d'une **sacochette de rangement** et d'un **porte-canne** pratique pour les déplacements quotidiens.

□ Caractéristiques principales :

- Rollator ultra léger : seulement 5,6kg
- Cadre en aluminium solide et pliable
- Assise souple et dossier pour un confort optimal
- Sacochette de rangement et porte-canne intégrés
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur (87 à 97cm)
- Freins d'immobilisation sur roues arrière
- Format Medium adapté aux utilisateurs de taille moyenne

Un rollator léger et robuste pour vos déplacements quotidiens

Le **Rollator 4 roues ultra léger** vous accompagne en toute sérénité, que ce soit à domicile ou en extérieur. **Commandez-le maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !**